



Procédures manuelles

Consulter la version EI96 pour les lecteurs homologués SESAM-Vitale

Ces procédures sont destinées aux Conseillers Informatique Services des CPAM afin de faciliter l'accompagnement des professionnels de santé ayant besoin d'identifier la version de leur lecteur SESAM-Vitale.

Solution homologuée « Terminal Lecteur »

KAP&LINK



A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer sur le menu en bas de l'écran (barre bleue)
2. Appuyer sur « Menu »
3. Appuyer sur « Réglages »
4. Appuyer sur « Informations Lecteur »

KAP&LINK2



A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer plusieurs secondes sur la barre de menu (celle affichant la date et l'heure)
2. Appuyer sur « Réglages »
3. Appuyer sur « Informations lecteur »
4. Le numéro de version est affiché dans « EI96 »

Solutions homologuées « Terminal Lecteur Applicatif »

KAP&GO



A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer sur le menu en bas de l'écran (barre bleue)
2. Appuyer sur « Menu »
3. Appuyer sur « Fonctionnalités »
4. Appuyer sur « TLA »

eS-KAP-Ad



A partir de l'écran « Attente Ordre »

1. Appuyer sur le menu en bas de l'écran (barre bleue)
2. Appuyer sur « Menu »
3. Appuyer sur « Fonctionnalités »
4. Appuyer sur « TLA »